

BLOED- GLUCOSE- METERS ANNO 2020 wat is er nieuw?

De technologie blijft zich verder ontwikkelen, waardoor het ook in de wereld van bloedglucosemeters niet stilstaat. In dit artikel geven we de belangrijkste kenmerken weer van de meters die vandaag in België op de markt zijn.

LIEN DIERCKX, Podoloog-diabeteseducator,
Kenniscentrum - Infolijn, Diabetes Liga vzw

ALGEMEEN

- Met een bloedglucosemeter alleen kan je de glycemie niet meten. De bloedglucosemeter is een 'mini computer' waarin de verworven gegevens (bloeddruppel) worden omgezet in een bloedglucosewaarde, af te lezen op het scherm. Naast een bloedglucosemeter heb je dus ook bloedglucosestrips, lancetten en een prikpen nodig. De bloedglucosestrips verschillen per meter en dienen dus niet willekeurig uitgekozen te worden.

Uitzonderingen: Met de Freestyle libre reader kan je de FreeStyle Libre sensor uitlezen. Dit vervangt voor een groot deel de vingerprikken. De sensor meet gedurende 14 dagen de glycemiewaarde in het onderhuidse vocht. Eventueel is er af en toe toch nog een vingerprik nodig. Dit is ook met de reader mogelijk. De Accu-Chek Mobile beschikt over een cassette met 50 testvelden waardoor je niet bij iedere meting een nieuwe strip nodig hebt.

- Is je meter defect of verouderd? Neem dan contact op met de firma. Zij kunnen je eventueel een nieuwe meter opsturen. Heb je de meter verkregen via het zorgtraject of de conventie? Dan neem je best contact op met je behandelend team.
- De Freestyle Precision Neo, de GlucoMen LX2, de GlucoMen Areo 2K en de FreeStyle Libre Reader kunnen naast de bloedglucose ook ketonen meten, met specifieke ketonestrips. Voor personen met diabetes type 1 is het aangewezen dit standaard in huis te hebben. Je behandelend team kan je meer informatie verschaffen.
- Hou de handleiding van je bloedglucosemeter goed bij. Foutmeldingen (bv. een lege batterij) verschijnen vaak onder de vorm van 'codes' op het scherm van de meter.
- Met bijna alle meters heb je de mogelijkheid om via bluetooth of NFC verbinding te maken met een app. Dat maakt het eenvoudig om je resultaten digitaal te bekijken of te delen met een zorgverlener.
- Positieve boodschappen, smileys en gepersonaliseerde berichten (coaching tips ...) vind je niet enkel terug bij de populaire activity trackers (zie artikel p. 36). Ook bloedglucosemeters proberen je via boodschappen, tips en medailles te motiveren tot een goede bloedglucoseregeling. Deze eigenschappen vind je terug in de tabel onder 'voornaamste kenmerken van de meter'.





teststrips	FreeStyle Lite strips
bloeddruppel	0,3 µL
geheugen	400 testresultaten
leesbereik	20-500 mg/dL
gebruikstemperatuur	4-40 °C
hoogte	3048 m
gemiddelden	7 - 14 - 30 dagen
markeringen toevoegen	vóór controlevloeistof
herinnering aan meting (tot 23 u)	4 herinneringen
hypo/hyper alarm of streefwaardenbereik	neen
batterij	2 batterijen CR2032
levensduur batterij	1000 tests
waar verkrijgbaar	conventie - zorgtraject - apotheek - thuiszorgwinkel - webshop Diabetes Liga



FreeStyle Precision strips - (voor ketonen: FreeStyle β-Ketones)
0,6 µL
1000 testresultaten
20-500 mg/dL
10-50 °C
3048 m
7 - 14 - 30 dagen
vóór controlevloeistof
neen
hypo/hyper trend
2 batterijen CR2032
3000 tests
conventie - zorgtraject - apotheek - webshop Diabetes Liga



voornaamste kenmerken van de meter

- automatische start • grote cijfers - stevige strip • eenvoudig en snel • groot scherm - comfortabel ontwerp - ligt goed in de hand

- strips in individuele verpakking - 12 maanden geldig semi-touchscreen (E-ink en Press-touchscreen - leesboektechnologie) • functionaliteiten: registratie van de insulinedosissen + tendensindicatoren (hypo en hyper) + ondersteuning titratie van de basale insuline + boluscalculator + aanpassingsschema • scherm met hoog contrast - ultralicht ontwerp

teststrips	FreeStyle Precision strips - (voor ketonen: FreeStyle β-Ketones)
bloeddruppel	0,6 µL
geheugen	geautomatiseerd zelfcontroleboekje tot 90 dagen
leesbereik	20-500 mg/dL / (sensor 40-500 mg/dL)
gebruikstemperatuur	10-50 °C / (sensor 10-45 °C)
hoogte	3048 m / (sensor 3048 m)
gemiddelden	Actuele waarden, 7 - 14 - 30 - 90 dagen historiek en trendpijl
markeringen toevoegen	12 herinneringen - tijdens het scannen
herinnering aan meting (tot 23 u)	bepaalde tijd of als timer
hypo/hyper alarm of streefwaardenbereik	trendpijl
batterij	1 oplaadbare lithiumbatterij
levensduur batterij	gemiddeld 7 dagen
waar verkrijgbaar	conventie - Belgische webshop



FreeStyle Libre reader*

* Met de FreeStyle Libre reader kan je de sensor scannen. De sensor meet het glucosegehalte in het onderhuidse weefsel

voornaamste kenmerken van de meter

- App: FreeStyle LibreLink (Android & iOS) en LibreLinkUp (Android & iOS)
- sensortechnologie met FreeStyle Libre sensor - scant door kleding • voor professionelen: insulinecalculator - insulinedosisstappen • touchscreen (kleur - intuïtieve navigatie) met achtergrondverlichting

Contour® XT
Contour® NEXT strips
0,6 µL
480 testresultaten
10-600 mg/dL
5-45 °C
6301 m
basis = 14 dagen / geavanceerd = 7 - 14 - 30 dagen
bij geavanceerde optie: voor-na de maaltijd
test na eten: 2,5u - 2u - 1,5u - 1u
geavanceerd: persoonlijk hoog en laag instellingen
2 batterijen 3.0V Lithium (CR2032 of DL2032)
± 1000 tests (gemiddeld 1 jaar)
conventie - zorgtraject - apotheek - thuiszorgwinkel - webshop Diabetes Liga



ASCENSIA

- grote cijfers - keuze tussen basis en geavanceerde functies - stevige strip • door Second-Chance® Sampling technologie eenvoudig extra bloed aanbrenge

WAAR KAN IK EEN (GRATIS) BLOEDGLUCOSEMETER EN STRIPS VERKRIJGEN?

Na de diagnose diabetes kan je worden opgenomen in een van de drie zorgsystemen: voortraject, zorgtraject of de conventie. Voor meer informatie kan je het artikel op pagina 22 raadplegen. Binnen de drie zorgsystemen gelden verschillende terugbetalingsnormen. Zo zal iemand in het voortraject, geen recht hebben op terugbetaling van het zelfcontrole materiaal, waaronder een bloedglucosemeter. Wanneer je dit toch wenst aan te kopen, dien je dit zelf te bekostigen. De prijzen van de bloedglucosemeters variëren, maar liggen meestal rond de +/- 30 euro.

Indien je in het zorgtraject bent opgenomen en je behandeld wordt met inspuitingen (incretinemimeticum of insuline-injecties) heb je recht op één bloedglucosemeter per 3 jaar, te verkrijgen via de apotheek of thuiszorgwinkel. Binnen de conventie heb je recht op gratis zelfcontrole materiaal, te verkrijgen via het ziekenhuis.

Wens je specifiekere informatie over het gebruik van een meter? Vraag dan raad aan je diabeteseducator of apotheker.

* Al de FreeStyle meters kunnen verbonden worden met LibreView.com, een cloud systeem om de waarden te kunnen downloaden en rapporten aanmaken. Deze kunnen ook dan meten met de educatoren verdeeld worden.



teststrips	Contour® NEXT strips
bloeddruppel	0,6 µL
geheugen	800 testresultaten
leesbereik	10-600 mg/dL
gebruikstemperatuur	5-45 °C
hoogte	6301 m
gemiddelden	7 - 14 - 30 - 90 dagen
markeringen toevoegen	vooraf ingestelde doelwaarden nuchter, voor-na de maaltijd
herinnering aan meting (tot 23 u)	instelbare testherinneringen
hypo/hyper alarm of streefwaardenbereik	trends
batterij	2 batterijen 3.0V lithium (DL2032 of CR2032)
levensduur batterij	± 1000 tests (gemiddeld 1 jaar)
waar verkrijgbaar	conventie

Contour® NEXT



teststrips	Contour® NEXT strips
bloeddruppel	0,6 µL
geheugen	800 testresultaten
leesbereik	10-600 mg/dL
gebruikstemperatuur	5-45 °C
hoogte	6301 m
gemiddelden	7 - 14 - 30 - 90 dagen
markeringen toevoegen	vooraf ingestelde doelwaarden nuchter, voor-na de maaltijd
herinnering aan meting (tot 23 u)	instelbare testherinneringen
hypo/hyper alarm of streefwaardenbereik	trends
batterij	2 batterijen 3.0V lithium (DL2032 of CR2032)
levensduur batterij	± 1000 tests (gemiddeld 1 jaar)
waar verkrijgbaar	conventie

Contour®Next (koppelbaar)



teststrips	Contour®Next strips
bloeddruppel	0,6 µL
geheugen	800 testresultaten - 1000 testresultaten op lokale app - onbeperkt in cloud
leesbereik	10-600 mg/dL
gebruikstemperatuur	5-45° C
hoogte	6301 m
gemiddelden	7 - 14 - 30 - 90 dagen
markeringen toevoegen	nuchter, voor-na de maaltijd
herinnering aan meting (tot 23 u)	smartALERTS: medicatie - registratie - bloedglucose testen - doktersafspraak
hypo/hyper alarm of streefwaardenbereik	doelwaarden instellen - trends - hypo-/hyperalarm (smartLIGHT)
batterij	Twee knooppellen van 3 volt CR2032 of DL2032, capaciteit van 225 mAh
levensduur batterij	Ongeveer 1000 tests (of 1 jaar bij gemiddeld gebruik met 3 tests per dag)
waar verkrijgbaar	conventie

voornaamste kenmerken van de meter

- door Second-Chance® Sampling technologie eenvoudig extra bloed aanbrengen
- eenvoudige zelfnavigatie
- logboek - toevoegen van notities aan testresultaat

- Grote cijfers display
- Grote, eenvoudig te gebruiken rubberen knoppen
- Gepersonaliseerde doelwaarden
- smartLIGHT lichtindicator - onmiddellijke feedback bloedglucosewaarden
- Contour® Diabetes-app - draadloos via Bluetooth®-technologie verbinden
- foto, activiteit, notitie en gesproken memo toevoegen aan testresultaten
- Eenvoudig resultaten delen met zorgverlener
- door Second-Chance® Sampling technologie eenvoudig extra bloed aanbrengen

teststrips	Contour®NEXT strips
bloeddruppel	0,6 µL
geheugen	800 testresultaten - 1000 testresultaten op lokale app - onbeperkt in de cloud
leesbereik	10-600 mg/dL
gebruikstemperatuur	5-45 °C
hoogte	6301 m
gemiddelden	7 - 14 - 30 - 90 dagen
markeringen toevoegen	nuchter, voor-na de maaltijd
herinnering aan meting (tot 23 u)	smartALERTS: medicatie - registratie - bloedglucose testen - doktersafspraak
hypo/hyper alarm of streefwaardenbereik	doelwaarden instellen - trends - hypo-/hyperalarm (smartLIGHT)
batterij	2 batterijen 3.0V lithium (CR2032)
levensduur batterij	± 1000 tests (gemiddeld 1 jaar))
waar verkrijgbaar	conventie, zorgtraject, apotheek, thuiszorgwinkel

Contour® NEXT One



teststrips	Contour®NEXT strips
bloeddruppel	0,6 µL
geheugen	800 testresultaten - 1000 testresultaten op lokale app - onbeperkt in de cloud
leesbereik	10-600 mg/dL
gebruikstemperatuur	5-45 °C
hoogte	6301 m
gemiddelden	7 - 14 - 30 - 90 dagen
markeringen toevoegen	nuchter, voor-na de maaltijd
herinnering aan meting (tot 23 u)	smartALERTS: medicatie - registratie - bloedglucose testen - doktersafspraak
hypo/hyper alarm of streefwaardenbereik	doelwaarden instellen - trends - hypo-/hyperalarm (smartLIGHT)
batterij	2 batterijen 3.0V lithium (CR2032)
levensduur batterij	± 1000 tests (gemiddeld 1 jaar))
waar verkrijgbaar	conventie, zorgtraject, apotheek, thuiszorgwinkel

Contour® NEXT LINK 2.4



teststrips	Contour®NEXT strips
bloeddruppel	0,6 µL
geheugen	1000 testresultaten
leesbereik	20-600 mg/dL
gebruikstemperatuur	5-45 °C
hoogte	6301 m
gemiddelden	7 - 14 - 30 - 90 dagen
markeringen toevoegen	nuchter, voor-na de maaltijd
herinnering aan meting (tot 23 u)	testherinneringen - geluidssignaal
hypo/hyper alarm of streefwaardenbereik	persoonlijke streefwaarden - trends uitlezen - hypo-/hyperalarm
batterij	250 mAh oplaadbare lithiumpolymeerbatterij, 3.4V-4.2V (5.0V-ingangsspanning)
levensduur batterij	5 jaar
waar verkrijgbaar	conventie

voornaamste kenmerken van de meter

- smartLIGHT lichtindicator - onmiddellijke feedback bloedglucosewaarden
- Contour® Diabetes-app - draadloos via Bluetooth®-technologie verbinden
- foto, activiteit, notitie en gesproken memo toevoegen aan testresultaten
- eenvoudig resultaten delen met zorgverlener
- door Second-Chance® Sampling technologie eenvoudig extra bloed aanbrengen

- communiceert draadloos met MiniMed® 640G insulinepomp van Medtronic
- verlicht kleurenscherm
- door Second-Chance® Sampling technologie eenvoudig extra bloed aanbrengen
- notities toevoegen - logboek
- bolusfunctie

LIFESCAN



OneTouch Verio Reflect®

teststrips	bloeddruppel	geheugen	leesbereik	gebruikstemperatuur	hoogte	gemiddelden	markeringen toevoegen	herinnering aan meting (tot 23 u)	hypo/hyper alarm of streefwaardenbereik	batterij	levensduur batterij	waar verkrijgbaar	voornaamste kenmerken van de meter
------------	--------------	----------	------------	---------------------	--------	-------------	-----------------------	-----------------------------------	---	----------	---------------------	-------------------	------------------------------------

OneTouch Verio®	0,4 µL	750 testresultaten	20-600 mg/dL	6°- 44° C	3048 m	7-14-30-90 dagen	voor en na de maaltijd - koolhydraten - stress - ziekte - medicatie - beweging	via mobiele applicatie OneTouch Reveal®	gepersonaliseerde streefwaarden - 3-kleuren indicator - geeft aan bereik bijna hoog of bijna laag	2 vervangbare 3.0 Volt CR 2032 lithium batterijen	gemiddeld 1000 metingen	apotheek, thuiszorgwinkel, zorgtraject
-----------------	--------	--------------------	--------------	-----------	--------	------------------	--	---	---	---	-------------------------	--

LIFESCAN

• Bloedsuiker Coach: gepersonaliseerde berichten: Coaching tips/Trend boodschappen/Medailles • 3-kleuren indicatie • geeft aan of het resultaat bijna hoog of bijna laag is • mobiele applicatie OneTouch Reveal® (bluetooth) • Eenvoudig resultaten delen met zorgverlener + analyse via OneTouch Reveal®



OneTouch Ultra Plus Reflect™

OneTouch Ultra® Plus	0,4 µL	750 testresultaten	20-600 mg/dL	6°- 44° C	3048 m	7-14-30-90 dagen	voor en na de maaltijd - koolhydraten - stress - ziekte - medicatie - beweging	via mobiele applicatie OneTouch Reveal®	gepersonaliseerde streefwaarden - 3-kleuren indicator - geeft aan bereik bijna hoog of bijna laag	2 vervangbare 3.0 Volt CR 2032 lithium batterijen	gemiddeld 1000 metingen	conventie
----------------------	--------	--------------------	--------------	-----------	--------	------------------	--	---	---	---	-------------------------	-----------

LIFESCAN

• Bloedsuiker Coach: gepersonaliseerde berichten: Coaching tips/Trend boodschappen/Medailles • 3-kleuren indicatie • waarschuwt bij bijna hoog of bijna laag is • mobiele applicatie OneTouch Reveal® (bluetooth) • Eenvoudig resultaten delen met zorgverlener + analyse via OneTouch Reveal®



OneTouch Select® Plus

teststrips	bloeddruppel	geheugen	leesbereik	gebruikstemperatuur	hoogte	gemiddelden	markeringen toevoegen	herinnering aan meting (tot 23 u)	hypo/hyper alarm of streefwaardenbereik	batterij	levensduur batterij	waar verkrijgbaar	voornaamste kenmerken van de meter
------------	--------------	----------	------------	---------------------	--------	-------------	-----------------------	-----------------------------------	---	----------	---------------------	-------------------	------------------------------------

OneTouch Select® Plus	1 µL	500 testresultaten	20-600 mg/dL	10°- 44° C	3048 m	7-14-30-90 dagen	voor en na de maaltijd	neen	persoonlijke streefwaarden - 3-kleurenindicator	2 vervangbare 3.0 Volt CR 2032 lithium batterijen	minimum 4 maanden bij gemiddeld gebruik	conventie
-----------------------	------	--------------------	--------------	------------	--------	------------------	------------------------	------	---	---	---	-----------

LIFESCAN

• gepersonaliseerde grenswaarden • 3-kleuren indicator, toont meteen of resultaten binnen bereik zijn



GlucoMen® Areo

GlucoMen® Areo strips	minimum 0,5 µL	730 testresultaten met markeringen, data en tijden	20-600 mg/dL	5-45 °C	3100 m	1 - 7 - 14 - 30 - 60 - 90 dagen	voor-na de maaltijd, sport, controle	regelbare hypo-hyper indicatie	gepersonaliseerde streefwaarden - 3-kleuren indicator - geeft aan bereik bijna hoog of bijna laag	2 batterijen 3.0V lithium (CR2032)	minimum 1000 tests (± 1 jaar)	conventie - zorgtraject - apotheek - webshop Diabetes Liga
-----------------------	----------------	--	--------------	---------	--------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---	------------------------------------	-------------------------------	--

MENARINI

• gegevensoverdracht via Near Field Communication of Bluetooth® • groot scherm - duidelijke symbolen - achtergrondverlichting • stripejector - handige grote strip

MENARINI



GlucoMen® LX2

teststrips	bloeddruppel	geheugen	leesbereik	gebruikstemperatuur	hoogte	gemiddelden	markeringen toevoegen	herinnering aan meting (tot 23 u)	hypo/hyper alarm of streefwaardenbereik	batterij	levensduur batterij	waar verkrijgbaar	voornaamste kenmerken van de meter
------------	--------------	----------	------------	---------------------	--------	-------------	-----------------------	-----------------------------------	---	----------	---------------------	-------------------	------------------------------------

GlucoMen® LX strips - (voor ketonen: GlucoMen® Areo β-ketonen strips)	0,3 µL (glucose) en 0,8 µL (ketonen)	400 testresultaten	20-600 mg/dL	5-45 °C	3000 m	1 - 7 - 14 - 30 dagen	voor-na de maaltijd, sport, controle	ja	ja	2 batterijen 3.0V (CR2450)	1000 tests	conventie
---	--------------------------------------	--------------------	--------------	---------	--------	-----------------------	--------------------------------------	----	----	----------------------------	------------	-----------

MENARINI

• inclusief ketonen meten • gegevensoverdracht via Near Field Communication of Bluetooth®



GlucoMen® Areo 2K

GlucoMen® areo strips - (voor ketonen: GlucoMen® Areo β-ketonen strips)	min. 0,5 µL (glucose) en min. 0,8 µL (ketonen)	730 glucoseresultaten + 100 ketonenresultaten, inclusief datum en tijd	20-600 mg/dL	5-45 °C (glucosemeting) en 10-40°C (ketonenmeting)	3100 m	1 - 7 - 14 - 30 - 60 - 90 dagen voor glucosemetingen	voor-na de maaltijd, inspanning en algemene doeleinden	3 voor glucose- en 3 voor ketonenmetingen	ja	2 batterijen 3.0V lithium (CR2032)	min. 900 tests of ongeveer 1 jaar (2-3 tests/dag)	conventie - apotheek
---	--	--	--------------	--	--------	--	--	---	----	------------------------------------	---	----------------------

MENARINI

• inclusief ketonen meten • gegevensoverdracht via Near Field Communication of Bluetooth®

SANOFI

MyStar Extra®



Accu-Chek® Instant



ROCHE

teststrips	BG Star® strips	Accu-Chek® Instant strips
bloeddruppel	0,5 µL	0,6 µL
geheugen	1865 testresultaten	720 testresultaten
leesbereik	20-600 mg/dL	10-600 mg/dL
gebruikstemperatuur	10-40 °C	4-45 °C
hoogte	3048 m	3094 m
gemiddelden	3 - 7 - 30 dagen	7 - 30 - 90 dagen
markeringen toevoegen	voor-na de maaltijd, nuchter	op smartphone app
herinnering aan meting (tot 23 u)	neen	op smartphone app
hypo/hyper alarm of streefwaardenbereik	neen	indicator voor streefwaardenbereik (kleuren - 9 verschillende opties)
batterij	2 batterijen CR2032	2 batterijen 3.0V lithium (CR2032)
levensduur batterij	max. 1000 tests	500 testen met Bluetooth®
waar verkrijgbaar	apothek - thuiszorgwinkel - conventie	apothek - thuiszorgwinkel - conventie - zorgtraject

voornaamste kenmerken van de meter

- achtergrondverlichting - grote cijfers • trendpijl nuchterwaarden • schatting van HbA1c op basis van vorige meetwaarden • gemiddelde nuchterwaarde over 3 dagen - helpt om dosis aan te passen • grafische weergave van maaltijdgemiddelden • rubberen antislip greep

- verlicht scherm • Bluetooth® - connectie met smartphone app • visuele informatie dankzij de indicator voor streefwaardenbereik • bloed aanbrenge over volledige breedte van de teststrip

SANOFI

ROCHE

Accu-Chek® Guide*



Accu-Chek® Mobile



teststrips	Accu-Chek® Guide strips	Accu-Chek Mobile® cassette
bloeddruppel	0,6 µL	0,3 µL
geheugen	720 testresultaten	2000 testresultaten
leesbereik	10-600 mg/dL	10-600 mg/dL
gebruikstemperatuur	4-45 °C	10-40 °C
hoogte	3094 m	4000 m
gemiddelden	7 - 14 - 30 - 90 dagen	7 - 14 - 30 - 90 dagen
markeringen toevoegen	voor-na de maaltijd, nuchter, algemeen, bedtijd, controlevloeistof	voor-na de maaltijd, overige, controlevloeistof
herinnering aan meting (tot 23 u)	4 herinneringen - algemeen, na de maaltijd	7 herinneringen
hypo/hyper alarm of streefwaardenbereik	indicator voor streefwaardenbereik (pijltjes, mogelijk om streefwaardenbereik in te voeren voor en na de maaltijd)	indicator voor streefwaardebereik (pijltjes)
batterij	2 batterijen 3.0V Lithium (CR2032)	2 alkali-mangaanbatterijen (1.5 V - type AAA)
levensduur batterij	500 testen met Bluetooth®	± 500 tests (± 1 jaar)
waar verkrijgbaar	apothek - thuiszorgwinkel - conventie - zorgtraject	apothek - thuiszorgwinkel - conventie - zorgtraject - webshop Diabetes Liga

voornaamste kenmerken van de meter

- verlicht scherm - verlichte teststrippoot • stripejector om strips te verwijderen • SmartPack verpakking die verspilling teststrips tegengaat • bloed aanbrenge over volledige breedte van de teststrip • Bluetooth® - connectie met smartphone app - USB-aansluiting

- stripvrij: 50 testen op een doorlopende tape • alles-in-één: stripvrij systeem met een geïntegreerde Accu-Chek FastClix prikpen • akoestische modus en scherm met zwart-geel contrast voor slechtzienden

ROCHE

ROCHE

Accu-Chek® Aviva



Accu-Chek® Performa



teststrips	Accu-Chek® Aviva strips	Accu-Chek Performa® strips
bloeddruppel	0,6 µL	0,6 µL
geheugen	500 testresultaten	500 testresultaten
leesbereik	10-600 mg/dL	10-600 mg/dL
gebruikstemperatuur	8-44 °C	8-44 °C
hoogte	3094 m	3094 m
gemiddelden	7 - 14 - 30 - 90 dagen	7 - 14 - 30 - 90 dagen
markeringen toevoegen	voor-na de maaltijd + herinnering algemeen	voor-na de maaltijd + herinnering algemeen
herinnering aan meting (tot 23 u)	4 herinneringen - voor of na de maaltijd, algemeen	4 herinneringen - voor of na de maaltijd, algemeen
hypo/hyper alarm of streefwaardenbereik	hypo-alarm	hypo-alarm
batterij	1 batterij 3.0V lithium (CR2032)	1 batterij 3.0V lithium (CR2032)
levensduur batterij	± 2000 tests	± 2000 tests
waar verkrijgbaar	apothek - thuiszorgwinkel - conventie - zorgtraject - webshop Diabetes Liga	conventie - zorgtraject (enkel ziekenhuis) - webshop Diabetes Liga

voornaamste kenmerken van de meter

- grote teststrip • groot scherm met symbolen

- grote teststrip • groot scherm met symbolen

ROCHE

ROCHE